Recomendaciones de uso y cuidado

CONDICIÓN

No estéril

Reutilizable, con limpieza de superficie entre pacientes.

COMPATIBILIDAD

Radiolúcido y RM

No conductor: apto para procedimientos electroquirúrgicos.

RANGO DE TRABAJO

−29 a 70 °C

Precalentar solo hasta 37 °C, con aire caliente.

01 | Precauciones

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

- **Inspeccione la pieza antes de cada uso.** Si hay daño, repárela o retírela de servicio.
- **Manipule con cuidado** y manténgala alejada de objetos y bordes afilados.
- **No rasgue los bordes ni estire la pieza en exceso:** tómela por el cuerpo, nunca tirando del borde.
- **Transporte en plano y en posición horizontal.** Para piezas voluminosas o pesadas, use carro.

CONDICIONES CLÍNICAS

- **Electrocirugía:** en procedimientos de alta frecuencia el paciente NO debe estar conectado a tierra.
- **Imagenología:** coloque siempre el posicionador entre la fuente de rayos y el paciente.
- **Temperatura:** puede precalentarse con aire caliente a un máximo de 37 °C, nunca sobre fuente de calor directa.
- **Almacenamiento:** en posición plana, en lugar limpio y seco, sin luz solar directa ni peso encima.

02 | Limpieza y desinfección

Las piezas son impermeables y admiten desinfección de superficie por vía húmeda, en frío.

SE PUEDE USAR

- ✓ **Agua limpia:** para la limpieza de rutina de la superficie.
- ✓ **Alcohol 70-75 %:** es la opción recomendada entre pacientes.
- ✓ **Amonio cuaternario:** alternativa válida para la limpieza y desinfección de rutina, siempre diluido según las indicaciones de su fabricante.
- ✓ **Ácido hipocloroso:** tras uso con paciente en aislamiento. Retire luego todo residuo con agua o paño seco y deje secar al aire.
- ✓ **Yodados:** pueden decolorar la superficie. Es un efecto estético, no afecta la seguridad ni la función.



NO SE PUEDE USAR

- ✗ **Hipoclorito de sodio (cloro):** degrada la cubierta y disminuye la vida útil del posicionador. No debe usarse en la limpieza de rutina.
- ✗ **Peróxido de hidrógeno** y corrosivos fuertemente ácidos o alcalinos.
- ✗ **Desinfectantes sin diluir** o en concentraciones altas.
- ✗ Autoclave, esterilización por gas, lavadora, secadora o inmersión prolongada.





ÁCIDO HIPOCLOROSO NO ES HIPOCLORITO DE SODIO

Son productos distintos y el manejo es opuesto: el ácido hipocloroso está indicado para pacientes en aislamiento, siempre con retiro posterior del residuo.

El hipoclorito de sodio el cloro de la pauta de aseo habitual de pabellón daña la cubierta del posicionador. Deje por escrito en la pauta del servicio que estas piezas se limpian con alcohol 70–75 %.

03 | Cómo se hace efectiva

Un corte o rasgadura que no compromete el gel se repara con la cinta de reparación del fabricante y la pieza vuelve a servicio.

1. Limpie y seque la zona dañada. Si hay residuo adhesivo, retírelo con un paño humedecido en aceite mineral; luego lave con agua tibia jabonosa y seque a toques.

2. Mida el área dañada y corte la cinta dejando 0,8 cm de traslape por cada lado.

3. Separe la mitad del respaldo, aplique sobre el área dañada y retire el resto del respaldo.

4. Elimine todas las burbujas de aire antes de volver a usar la pieza.

Documento complementario:
Política de garantía de posicionadores de gel. El uso fuera de estas recomendaciones cortes, agentes no autorizados, autoclave, calor sobre 37 °C queda excluido de la cobertura. Consulte siempre la ficha técnica del producto antes de su uso.